


Mèches stérile, 5 cm x 5 m, 1 Distributeur



Languette de gaze ourlée stérile à découper

- L'emballage individuel dans une boîte permet de conserver le produit dans des conditions hygiéniques et de la transporter d'un service à l'autre
- Le reste de la mèche de gaze est toujours visible au travers du "Roll Dispenser Box3 transparent
- Le couvercle équipé de deux fermetures assure une étanchéité parfaite et fixe l'extrémité de la mèche de gaze.

Cette extrémité peut dès lors être saisie et coupée facilement lors des soins suivants.

remarque: lors du découpage de la mèche de gaze, laisser 2 à 3 cm afin que, lors de la fermeture, cette extrémité puisse être coincée par les bords du couvercle

