

## Prontosan Solution Flacon de 350 ml



- Solution aqueuse, stérile contenant de la bétaine undécylène amidopropyle et du polyhexanide en faible quantité (0,1%)
- La bétaine (tensio-actif puissant) a pour rôle de désolidariser le dépôt fibrineux de la surface de la plaie, pour un retrait indolore
- Le polyhexanide en faible quantité permet de créer un

- milieu défavorable au développement des bactéries
- Ainsi, le nettoyage des plaies avec Prontosan solution prépare au mieux le lit de la plaie au processus de cicatrisation
- Absorbent les odeurs des plaies
- Se conserve 8 semaines après ouverture du contenant
- Classe médicale 3 - stérile