

## Dispositif relève-jambes avec housse Polymaille



- Dimensions: 63 x 71 x 7,5 cm
- Indications:
  - Aide à la posture des membres inférieurs
  - Mise en positionnement semi-fowler: favorise la décharge des zones talonnières et sacrum, assure la stabilité du patient et la réduction du «glisser-avant», limitant ainsi les effets de friction et de cisaillement, fortement en cause dans le processus d'apparition des escarres
  - Mousse haute résilience moulée:
    - Grâce à ses propriétés mécaniques (élasticité, souplesse) et à sa haute densité (40 kg/m<sup>3</sup>), elle garantit le maintien de la posture dans la durée, pour une bonne observance du traitement
  - Housse Polymaille:
    - Tissu enduit de polyuréthane bi-élastique
    - Anallergique et traité antibactérien, antimicrobien, antifongique
    - Lutte contre les frictions et cisaillements
    - Souple et doux au toucher (confort)
    - Favorise les échanges gazeux (vapeur d'eau, sudation) et lutte ainsi contre la macération
    - Imperméabilisé: hygiène maîtrisée et durabilité du support accrue
    - Lavable jusqu'à 95°C, décontamination par produits de pulvérisation à froid
    - Traitement d'ignifugation
    - En usage multi-patients, il est souhaitable d'acquérir une nouvelle housse par patient

