

POPIN'S



Coloris : **ANO/BLEU**
Code article : **1020103S02**
Code GTIN : 3615800052196

Famille :
Aides à la marche

Description :
Canne anglaise, enfant réglable en hauteur, tube aluminium anodisé, haut de canne avec poignée bi-matière et croissant ouvert réglable en hauteur.

Usage revendiqué :
Aide à la marche manipulée avec un bras

Dispositif médical : oui Classe du DM : I
Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication
Durée de vie : 2 ans

Code identification individuelle LPPR: 6259242
(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Hauteur mini sol / poignée* : 555 mm
- Hauteur maxi sol / poignée* : 780 mm
- Angle de prise d'appui α : 22°

→ plage de réglage : 225 mm (tous les 25 mm)

* position médiane sur poignée

Tolérances : dimensionnelles 10mm - pondérales 20g

Description technique

- Mât : tube alu ano Ø20 x 1 mm - 2 positions de réglage
- Rallonge : tube alu ano Ø17.2 x 1 - 5 positions de réglage
- Embout anti bruit
- Bague anti-jeu entre rallonge et mât
- Haut de canne PP avec poignée bi matière
- Croissant ouvert réglable en hauteur
- Réglage : 10 positions (tous les 25 mm)
- Blocage par clip diam. 20 mm
- Embout Optiflex enfant

Poids du produit :

0,29 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **06/05/2024**

Version mise sur le marché au :


Etiquetage produit



POPIN'S



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A102104	1	Haut de Popin's bleu
2	E102068	1	Mât canne enfant ano (tube alu ano 20x1 lg 415 – 2 trous)
3	A102098	1	Clip diam 20 bleu
4	A102095	1	Bague diam 20 bleue
5	E102067	1	Rallonge canne enfant ano (tube alu ano 17.2x1 lg 465 – 5 trous)
6	A102106	1	Embout anti bruit 17-20
7	A102101	1	Embout Optiflex enfant bleu

Edition 1 – mai 2024



Siège social :
 Parc Eurasanté - 243, Rue Allendé
 59120 LOOS LEZ LILLE
 Tél. : +33 (0)3 20 84 81 50
 Fax : +33 (0)3 20 59 58 08

Route de Sainte-Alvère - Creysse
 B.P. 212
 24102 BERGERAC Cedex
 Tél. : +33 (0)5 53 74 45 50
 Fax : +33 (0)5 53 63 06 07