

## Microtainer Contact Activated Lancet 1.5x2.0 mm - blauw



Voor afname van capillaire bloedafname.  
De Microtainer Contact Activated Lancet wordt geactiveerd wanneer deze tegen de huid wordt geplaatst en gedrukt.  
Slechts een klein gedeelte van het contactoppervlak wordt bedekt, waardoor de gewenste punctieplaats goed zichtbaar blijft.

Na activatie wordt het lancet automatisch geïnactiveerd en vergrendeld: minimaal risico op prikaccidenten

- \* Lancet 1,5mm - prikdiepte 2mm, hoog debiet
- \* Kleur: blauw
- \* 200 stuks per doos