

## Mobiliteitsgordel - S.



- Als hulp bij het opstaan of als steun bij het wandelen.
- Kan gedragen worden door de patiënt of de begeleider.
- Indien gedragen door de begeleider : steun voor de patiënt via de handvaten.
- Indien gedragen door de patiënt : de handvaten maken het mogelijk voor de begeleider om steun te verlenen

tijdens een wandeling.

- De horizontale en verticale handvaten bieden een veilige en comfortabele steun.
- De Antislip binnenbekleding voorkomt verschuiven van de gordel.
- Heupomtrek : 60-90 cm

