

Medi-7 wekelijkse pillendoos, wit



- Deze pillendoos vergemakkelijkt het op tijd innemen van de voorgeschreven medicatie
- Om de pillendoos te vullen: Verwijder de 7 doosjes, schuif het transparante deksel naar rechts. Om de de "nacht" te gebruiken, schuif het deksel naar links. De pillen uit de originele verpakking nemen en in de respectievelijke compartimenten leggen.
- Plaats het gevulde compartiment dat overeenkomt met

de huidige dag als eerste in de doseerdoos. Rangschik vervolgens de compartimenten die overeenkomen met de volgende dagen door ze één voor één van achteren naar voren te schuiven.

- Onderhoud: reinigen met warm water en normaal afwasmiddel
- Afmetingen: 12,5 x 5 x 11,5 cm

