

## Steranios 2% instrumentendesinfectie Bidon van 5 L



- Koude ontsmetting van instrumenten
- Kant-en-klare Anios-oplossing aanbevolen voor warmtegevoelige instrumentatie
- 20 minuten inweken (1u voor sporendodende werking)
- Bevat 2% glutaraaldehyde
- pH-neutraal
- Bactericide, fungicide, virucide, sporicide, actief tegen

HIV 1, hepatitis B, herpesvirus, BK, helicobacter pylori en mycoplasma

- Naleving van normen: NF EN1040, NFT72-151, NFT72-171, NFT 72-301, NFT 72-201, NF EN 1275, NFT 72-190, NFT 72-230 / 231, NFT 72-180)
- Verpakt in bidon van 5 L
- CE medisch materiaal