

Gants de soins, en latex, non-poudré, X-Large 9-10 Boîte de 100



- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants.
- Qualité médicale.
- Dimensions de la boîte: 23 x 12 x 6 cm (LxlxH)
- AQL 1.5 = Taux de défectuosité inférieur à 1,5 %.
- Normes: EN 420 - EN 374 / 1, 2 & 3 - EN 455 / 1, 2 & 3.
- Apte au contact alimentaire suivant la directive 2008/39/EC et testé EN1186:2002