

## Gohy Form Extra Carton de 4 valisettes de 20



- 3 gouttes, jaune
- Longueur: 55 cm
- Utilisation: 4 à 6 h
- Incontinence: Normale à Moyenne
- Un non-tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton

- silencieux.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.
- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
- Longueur: 55 cm

