

## Gohy Form Extra Carton de 4 valisettes de 20



- 3 gouttes, jaune
  - Longueur: 55 cm
  - Utilisation: 4 à 6 h
  - Incontinence: Normale à Moyenne
  - Un non-tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
  - Barrières anti-fuites intégrales hautes.
  - Face extérieure textile back sheet, toucher coton
- silencieux.
  - Indicateur d'humidité très visible et efficace.
  - Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
  - Un tampon absorbant multi-couches.
  - Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
  - Longueur: 55 cm

