

## Coussin Gel "Klé"

- Dimension 45 x 45 x 2,5 cm



- Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante empêchant les chutes + une enveloppe PU.
  - Pour une utilisation courante.
  - Niveau de risque faible
  - Pour des patients de forte corpulence.
  - Nomenclaturé N° 520516 110101000125.
- Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas dans le temps et ne se déplace pas sous la charge.

Agissant comme une couche de graisse artificielle, il diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risques.

- VSB: /
- Iriscare: /
- AVIQ: 110518 110101000125