

## Coussin Gel percé KLE

- Dimension 41 x 41 x 2,5 cm



- Fourni avec 2 enveloppes en polyuréthane.
- Pour une utilisation courante.
- Niveau de risque faible
- Pour des patients de forte corpulence.
- Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas dans le temps

et ne se déplace pas sous la charge.

- Agissant comme une couche de graisse artificielle, il diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risques.
- Dimensions : 41 x 41 x 2.5 cm

