

Coussin Gel 2D KLE



- Fourni avec une enveloppe 3D antidérapante empêchant les chutes
- Pour une utilisation courante.
- Niveau de risque modéré à élevé.
- Pour des patients de forte corpulence.
- Ce gel élastique ne coule pas, ne durcit pas dans le temps et ne se déplace pas sous la charge.
- Agissant comme une couche de graisse artificielle, il diminue de manière importante les pressions subies par les zones à risques.
- Nomenclaturé N° 520516 110101000152.
- Dimension : 41 x 41 x 2,5 cm