

## Gohy Form Super Carton de 4 valisettes de 20



- 4 gouttes, vert
- Longueur: 57,5 cm
- Utilisation: 8 à 10 h
- Incontinence: Moyenne à Forte
- Un non-tissé plus doux, hypro-allergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton silencieux.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.
- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Longueur: 57,5 cm
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.

