

Gohy Form Maxi Carton de 4 valisettes de 20



- 5 gouttes, mauve
- Longueur: 58 cm
- Utilisation: 10 à 12 h
- Incontinence: Forte à Sévère
- Un non-tissé plus doux, hypro-allergénique, procurant confort et bien-être.
- Barrières anti-fuites intégrales hautes.
- Face extérieure textile back sheet, toucher coton

- silencieux.
- Indicateur d'humidité très visible et efficace.
- Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
- Un tampon absorbant multi-couches.
- Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
- Longueur: 58 cm

