

## Chaise roulante de douche Etac Clean 24''



- Cette chaise convient aux personnes qui peuvent diriger la chaise seules et souhaitent maximiser leur mobilité.
  - Les roues de la chaise Etac Clean 24'' sont positionnées pour simplifier les manœuvres, sans pour autant que la sécurité ni le confort en soient diminués.
  - En raison du grand espace dégagé sur le siège devant les roues, les transferts vers et depuis la chaise deviennent moins complexes.
  - De plus, les manettes de freinage, positionnées sous le siège, ne gênent pas le transfert tout en demeurant accessibles.
  - Etac Clean 24'' apporte les mêmes avantages que les autres produits de la gamme Clean, mais peut de surcroît être maniée par un utilisateur sans aide.
  - Le repose-pieds est unique et coulisse sous la chaise lorsqu'il est inutilisé.
  - La surface légèrement incurvée assure un confort optimal aux pieds, qui sont également protégés par la partie latérale du repose-pieds.
- Avec accoudoirs amovibles.
  - 4 roulettes dont 2 avec frein.
  - Poids: 20 kg
  - Adaptateur de roue arrière: aluminium
  - Roues arrières: polyamide, pneus increvables
  - Châssis : tube en acier revêtu de peinture en poudre
  - Assise/dossier/accoudoirs/repose-pieds : polypropylène
  - Supports des roulettes : polyamide
  - Roulettes avec roulement à billes : polyamide/TPE
  - Poids max utilisateur: 130 kg
  - Largeur totale: 69 cm
  - Hauteur d'assise: 55 cm
  - Longueur accoudoir: 36 cm
  - Profondeur d'assise: 44 cm
  - Largeur d'assise: 48 cm
  - Hauteur d'accoudoirs: 22 cm
  - Hauteur totale: 107 cm