

Planche de bain ETAC FRESH avec poignée, longueur 69 cm.



- Le bord avant, placé sur le côté extérieur de la baignoire, est assez large pour permettre un soutien maximal lors des transferts.
- Montage facile et sécurisé.
- La planche de bain s'installe en toute sécurité sur la baignoire grâce aux 4 arrêts de bord.
- Livrée avec une poignée de soutien pour un confort et une sécurité supplémentaire.
- Capacité max. : 150 kg
- Epaisseur : 4 cm
- Longueur : 69 cm
- Poids : 2,1 kg