

Novasource GI Advance Flacon de 500 ml



- Novasource GI Advance est une nutrition entérale par sonde pour les besoins nutritionnels en cas de dénutrition ou risque de dénutrition des patients nécessitant un apport accru en protéines ou énergie, un régime pauvre en liquide et ayant des troubles gastro-intestinaux fonctionnels (ex. diarrhée, perturbation de la flore colique)
- Avec fibres solubles (PHGG), riche en protéines (48g

- /500ml), hyperénergétique (1,5 kcal /ml)
- Dénrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales
- Nutritionnellement complet
- Caractéristiques: 775 kcal/500 ml
- P/L/G: 25/27/45 (% AET)