

Peptamen Junior Flacon de 500 ml



- Peptamen® Junior est une nutrition entérale équilibrée, entièrement résorbable, à base de peptides de lactosérum de faible poids moléculaire, riche en TCM et destinée à l'administration par sonde des enfants à partir de 1 an
- Pour le traitement diététique des patients souffrant de troubles de la digestion et/ou de l'absorption
- Enrichi en protéines, à base de peptides à chaînes courtes (protéine de lactosérum) pour une tolérance optimale
- Lipides 70 % TCM, facilement assimilables
- Sans fibres
- Protéines: 3.0 g (12 kcal %)
- Lipides: 4.0 g (35 kcal %)
- Glucides: 13.2 g (53 kcal %)
- Energie: 101 kcal (1 kcal / ml)