

## Steri-strip, 6 x 38 mm, stérile Boîte de 50 sachets de 6



Les sutures cutanées adhésives Steri-Strip constituent une solution efficace et sans douleur pour refermer les plaies. Ces sutures se présentent sous forme de bandelettes constituées d'un support microporeux en fibres de rayonne renforcées par des filaments de polyester. Elles sont pourvues d'une couche adhésive hypo-allergénique en acrylique de synthèse à grand pouvoir adhésif. L'absence de réactions tissulaires influence favorablement la cicatrisation.

L'application et le retrait sont indolores et conviennent parfaitement en pédiatrie. L'absence de réactions tissulaires influence favorablement la cicatrisation. La possibilité d'accoler régulièrement les lèvres de la plaie sur toute leur longueur donne un très bon résultat esthétique (pas de marques en échelle). Les Steri-Strip sont stériles et sont emballés dans des enveloppes plastiques.