

## Accu-Chek Safe-T-Pro Plus piqueur à usage unique Boîte de 200



### • Spécifications techniques:

- Coupe à 3 facettes
- Diamètre 0,63 mm (23G)
- Profondeurs de pénétration: 1,3 mm - 1,8 mm - 2,3 mm
- Grâce aux multiples caractéristiques de sécurité, combinées à des réglages personnalisés, le piqueur Accu-Chek Safe-T-Pro Plus est particulièrement avantageux.
- Ce piqueur à usage unique participe à la sécurité et à la facilité d'utilisation du patient.
- Il est également conforme aux exigences de sécurité requises par les autorités et les institutions de santé et les législateurs.
- Caractéristiques et avantages:
  - 3 réglages ajustables de profondeur pour un prélèvement en fonction de l'état de la peau du patient
  - Le dispositif s'encliquette en chaque position et ne peut

### en sortir

- Coupe spéciale en biseau et diamètre d'aiguille pour un prélèvement pratiquement indolore
- Convient pour les adultes, les enfants de moins de 1 an et les nouveau-nés
- Économise de la place et de l'argent grâce à l'utilisation d'un seul type de lancette
- Conçu pour un usage unique, afin d'éviter toute contamination croisée
- Rangement sûr de l'aiguille dans le boîtier grâce à la technologie Safe-T, ce qui empêche toute piqûre accidentelle
- Un retrait automatique de l'aiguille après un usage unique élimine le risque d'une lésion et d'une contamination croisée
- Après l'usage unique, le piqueur complet est jeté