

## Accu-Chek Safe-T-Pro Uno piqueur à usage unique Boîte de 200



### • Spécifications techniques:

- Coupe à 3 facettes
- Diamètre: 0,36 mm (28G)
- Profondeur de pénétration: 1,5 mm
- Le piqueur Accu-Chek Safe-T-Pro Uno est conforme aux exigences croissantes de sécurité et d'hygiène des autorités sanitaires, des législateurs et des institutions sanitaires.
- Il assure une manipulation ergonomique, une piqûre en seulement 3 millisecondes et des caractéristiques de sécurité qui empêchent les piqûres accidentelles.
- Il est prêt à l'emploi grâce à sa profondeur de piqûre pré réglée.

### • Caractéristiques et avantages:

- Prêt à l'emploi grâce à un pré réglage de la profondeur
- La technologie Safe-T assure que l'aiguille est toujours rangée en toute sécurité
- Une aiguille rangée empêche les piqûres accidentelles
- Ergonomie et facilité de préhension pour une manipulation sûre
- Hygiénique - chaque lancette ne peut être utilisée qu'une seule fois
- Aiguille biseautée et petit diamètre pour un prélèvement quasi sans douleur
- Convient pour droitiers et gauchers
- Après un usage unique, le piqueur complet est jeté