

BBraun Perfusor CompactPlus pompe à perfusion seringue



- Nouvelle génération de pousse-seringue
- Intègre les dernières évolutions technologiques tout en garantissant simplicité et fiabilité
- Fonctionnement super précis avec une précision de 0,01 ml
- Le bras de la seringue est semi-automatique - aucune injection de bolus accidentelle possible
- Grand écran couleur haute résolution est visible sous tous les angles
- Bibliothèque de médicaments DoseGuard intégrée, à code couleur
- Interface utilisateur intuitive
- Alimentation intégrée pour une utilisation avec des cordons d'alimentation standard
- Collier de serrage et poignée intégrés
- Câble d'alimentation compris
- Insertion facile des consommables avec des connecteurs à code couleur
- Durée de vie prolongée de la batterie avec des batteries lithium-ion hautement fiables
- La batterie a un temps de charge de seulement 3 heures
- Protection contre l'eau IP34