

**Microperfuseur de sécurité avec cathéter Saf-T-Intima 22G bleu – 19 mm x 0,90 mm - droit**  
**Boîte de 25**



- BD Saf-T-Intima est utilisée pour le traitement par perfusion à long terme.
- Egalement utilisée pour l'administration sous cutanée, par exemple, de morphine
- Ce produit peut également être utilisé pour l'hypodermoclyse

- Le Saf-T-Intima est équipé d'un système de sécurité par piqûre d'aiguille.
- Double ailette de fixation
- Cathéter en polyuréthane
- Volume mort: 0,2ml