

Insufflateur ambulatoire oval en silicone, pour adulte, 1600 ml + réservoir O2



- Avec masque n° 4+5.
- Ce ballon respiratoire avec adaptateur de valve PEEP prend en charge la ventilation artificielle et la réanimation cœur-poumon.
- Le sac de réanimation peut être utilisé pour réanimer les patients en cas d'arrêt respiratoire, ainsi que pour maintenir la respiration du patient et / ou pour administrer de l'oxygène supplémentaire.
- Il existe différents modèles pour adultes, enfants et nouveau-nés.
- Pour répondre aux différentes exigences de volume corporel, la fréquence de compression peut être ajustée

ainsi qu'un ballon de taille appropriée.

- Champ d'application: adultes.
- La livraison comprend: 2 masques de taille 4 et 5, un sac de réanimation, un réservoir d'oxygène et une poignée.
- Matériel: PS, silicone, EPDM.
- Matériau de la valve: PS, silicone.
- Matériau du réservoir d'O2: PC, PVC.
- Contenu ambu: 1 600 ml.
- Contenu du réservoir d'O2: 2.500ml.
- Non stérile.