

## Siège de bain pivotant à 360 °.



- Facilite les transferts en toute sécurité: levez vers le haut la manette pour faire une rotation de 90°.
- Equilibre parfait grâce aux 2 axes de stabilisation latéraux, réglables à l'intérieur de la baignoire.
- Coque en composite enveloppante et confortable.
- Structure acier finition époxy.
- Nettoyage aisé.
- Capacité max.: 120 kg
- Hauteur 53 cm
- Largeur hors tout: 72 cm
- Profondeur hors tout: 66 cm
- Largeur d'assise : 40 cm