

Tire-lait électrique Symphony double pompage.



- Le tire-lait Symphony, issu de la recherche, a été spécifiquement conçu pour assister les mères tout au long de la période d'allaitement : il initie, amplifie et maintient une production de lait adéquate.
- Le tire-lait à usage hospitalier et multi-utilisateurs Symphony, issu de la recherche constituée, répond, grâce à ses caractéristiques techniques et à ses accessoires, à vos besoins individuels tout au long de votre période d'allaitement.
- Le Symphony est doté des technologies d'initiation et 2-Phase Expression de Medela, d'un système de protection contre les débordements et des accessoires pour

expression simple ou double.

- Ce tire-lait est idéal pour des expressions fréquentes sur le long terme.
- Vous pouvez continuer à utiliser le tire-lait hospitalier que vous aviez à la maternité et décider plus tard quelle sorte de tire-lait vous voulez acheter.
- Avec les sets d'accessoires pour tire-lait de Medela et votre tire-lait de location Medela Symphony, vous pouvez exprimer votre lait sans quitter le confort de votre foyer.
- Les sets d'accessoires pour tire-lait contiennent tout ce qui peut vous être utile pour allaiter.

