

## Resource Protein Instant Boite de 400 g



- Nutrition médicale orale sous forme de poudre à base de protéines de lait (caséine)
- Pauvre en sodium et potassium
- Goût: Neutre
- Sans purine
- Caractéristiques: 371 kcal par 100 g
- Dosage: 1 portion:10-15g (2 -3 cuillères à soupe)
- Peut être ajouté à des boissons et des plats chauds ou froids
- Préparation chaude: dissoudre la quantité désirée de poudre dans un peu d'eau froide et ajouter le mélange à 150ml de boisson chaude ou 150g de plat chaud
- Dosage sur avis du médecin ou diététicien(ne)