

Aniosafe savon doux HF Recharge de 1 litre



- Le Savon doux Aniosafe ANIOS 1L + Airless est un savon enrichi en glycérine et sans paraben, il maintient l'hydratation de l'épiderme
- Recommandé pour le lavage des mains et la toilette générale en milieu hospitalier lors d'utilisations fréquentes
- Enrichi en substance hydratante
- Effet protecteur vis-à-vis des éventuels polluants microbiens
- Testé sous contrôle dermatologique
- Convient pour la toilette de l'enfant de moins de 3 ans
- Convient pour les peaux sensibles
- Le Savon doux Aniosafe ANIOS 1L + Airless a une action lavante et non détergente évitant les problèmes d'irritation ou d'inflammation
- Prêt à l'emploi: 1 pression de pompe
- pH Neutre