

Ouate hydrophile zig-zag 1 sachet



- 250 g
- Non stérile
- L'ouate chirurgicale est composée de coton pur avec une très grande capacité d'absorption, minimum 23 fois son poids en eau
- Composition des fibres : 100% coton hydrophile ou mélange coton viscose.
- Coton hydrophile blanchi à l'eau oxygénée
- Couleur : blanc
- Longueur des fibres du coton : 12 mm < 3 % variation
- Le coton répond aux normes européennes de la Pharmacopée
- Poids : 250 g.