

Clinell Sporicidal lingettes désinfectantes sans alcool Paquet de 25



- Pour la désinfection des surfaces et le nettoyage des dispositifs médicaux non invasifs
- Utilisées spécifiquement pour lutter contre le Clostridium difficile
- Ces lingettes produisent de l'acide peracétique comme ingrédient actif, qui tue tous les groupes de germes, offrant ainsi une alternative directe et sûre aux produits

chlorés

- Pour activer les lingettes sèches, il suffit de les humidifier avec de l'eau; elles génèrent alors immédiatement des niveaux d'acides peracétiques qui tuent tous les micro-organismes connus
- Sans alcool ni solvants organiques
- Dimensions: 30 x 21 cm