

## Dax Clinical désinfectant pour les mains Recharge de 1 L



- Pour distributeur manuel 006.006
- Liquide composé de trois alcools différents, avec de l'éthanol comme composant principal
- Désinfection hygiénique des mains dosée à 75,32% en volume d'alcool
- Agit rapidement et efficacement, sans coller après évaporation
- L'addition de la glycerine et du gaprylyl glycol comme

ingrédients hydratants, conserve à la peau son humidité naturelle et l'empêche de se dessécher

- Inodore et sans colorant
- Cliniquement testé pour les soins quotidiens
- Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.
- Autorisation n° BE-REG-01468