

## Masque à oxygène Ecolite haute concentration



- Masque à oxygène à concentration élevée
- Ce masque peut fournir des concentrations d'oxygène de 80% à 100% à un débit de 10 à 15 l/min d'oxygène (ces valeurs sont approximatives et dépendent du modèle respiratoire du patient)
- Longueur standard du tuyau 2,1 mètres
- 50% plus léger que les masques traditionnels
- Version eco: utilisation de matériaux moins nocifs pour l'environnement
- Inclut le joint doux de visage pour une meilleure connexion au visage