

Gohy Slip Medium Normal Carton de 4 valisettes de 20



- Utilisation: 3 à 4 h
 - Tour de hanches: 70 à 110 cm
 - Adhésifs repositionnables et réajustables
 - Un non tissé plus doux, hypoallergénique, procurant confort et bien-être.
 - Barrières anti-fuites intégrales hautes.
 - Ceinture élastique pour un ajustement précis.
 - Face extérieure textile back sheet, toucher coton
- silencieux.
 - Matelas "garde au sec" optimal assurant un confort absolu.
 - Un tampon absorbant multi-couches.
 - Utilisation de super absorbant qui prévient la formation d'odeur (odour free) et maintient le pH neutre.
 - Indicateur d'humidité très visible et efficace.

