

## Sanicontainer Pack de 10



- Conteneur sanitaire en carton kraft résistant
- Pour la collecte et le transport des déchets médicaux à risques infectieux
- Intérieur équipé d'un sac en polyéthylène basse densité (80 microns) avec lien coulissant pour une étanchéité optimale
- Empêche les fuites ou contaminations pendant le transport
- Caisse avec fermetures provisoire et définitive, assurant une gestion sécurisée des déchets
- Fonds déplaçables automatiquement pour une installation rapide
- Poignées extérieures pliables pour faciliter le transport et le stockage
- Volume : 50 L
- Dimensions : 280 x 280 x 650 mm
- Conforme aux normes NF X30-507 et ADR UN pour le transport sécurisé des déchets dangereux