

## Boîte de 50 paires de gants de soins en nitrile, stériles, non-poudrés, 240 mm, Médium, bleu-mauve



- Sempercare Nitrile est à la fois robuste et protecteur et procure une sensation de sécurité grâce à sa haute résistance à la traction. Ce gant est le produit de choix pour les applications critiques telles que la manipulation de certains produits chimiques et cytostatiques. Le matériau souple augmente le confort de port et garantit un travail confortable et sûr pendant une période plus longue.
- La plus grande résistance à la pénétration du nitrile (avec la même épaisseur de paroi que le latex naturel), offre à l'utilisateur une protection tout en maintenant le confort.
- Gant d'examen jetable pour les procédures médicales et infirmières
- Couleur bleu-mauve
- La couleur bleue facilite la distinction rapide des gants en latex
- Caoutchouc nitrile butadiène (NBR)
- Longueur: 240 mm
- Gant sans latex ni poudre; offre le même confort qu'un gant en latex, mais sans les effets néfastes du latex
- Parfait pour les personnes allergiques au latex de type I
- NQA: 1,5
- Résistance à la traction =6N
- Le bout des doigts texturé offre une bonne adhérence, même dans un environnement humide
- Équipement de protection individuelle (EPI) - catégorie III
- Dispositif médical de classe de produit I
- Conforme à EN 455 1-4, EN 420, EN 421, EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 554, EN 556
- Gant stérile emballé par paire
- Dimensions de la boîte: 16,8 x 14,3 x 23,5 cm (LxIxH)