

## Compresse de gaze Evocare, 7,5 x 7,5 cm Boîte de 80 x 3 compresse



- Emballage par 3.
- Stérile
- La compresse de gaze hydrophile stérile Evocare est une compresse de gaze hydrophile qui convient à une utilisation comme compresse pour les plaies où la stérilité du pansement n'est pas requise.
- Elle convient également pour le nettoyage des plaies et de leurs bords.
- La résistance de la compresse la rend plus adaptée au

- nettoyage des plaies qu'une compresse non tissée.
- Fabriquée en 100% coton - 8 plis.
- Pliage chirurgical indéfilable à bords rentrés, 17 fils.
- Conserve sa résistance même lorsqu'il est imbibé de liquide pour le nettoyage des plaies.
- Différents types de conditionnement : emballage individuel, par paquet de 2, 3 ou 5 compresse dans un sachet individuel.

