

## Pansements Opsite Post Op, 25 x 10 cm, stérile Boîte de 20



Opsite Post-Op est un pansement postopératoire combinant un film haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR), l'effet coussin d'une compresse très absorbante à une facilité d'application.

Les propriétés du film breveté REACTIC™ le rendent réellement plus perméable à la vapeur et permettent l'évaporation de l'humidité à travers le film.

#### Avantages:

Barrière antibactérienne  
Film imperméable aux liquides  
Haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR)

Compresse absorbante non adhérente  
Comfortable et non douloureux pour le patient.  
Coins arrondis / finesse du film  
Adhésif hypoallergénique

#### Indications:

OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives telles que :  
Coupures, dermabrasions, lacérations  
Plaies post-opératoires  
Brûlures légères