

Pansements Opsite Post Op, 25 x 10 cm, stérile Boîte de 20



Opsite Post-Op est un pansement postopératoire combinant un film haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR), l'effet coussin d'une compresse très absorbante à une facilité d'application.

Les propriétés du film breveté REACTIC™ le rendent réellement plus perméable à la vapeur et permettent l'évaporation de l'humidité à travers le film.

Avantages:

- Barrière antibactérienne
- Film imperméable aux liquides
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (MVTR)

Compresses absorbantes non adhérentes
Confortable et non douloureux pour le patient.
Coins arrondis / finesse du film
Adhésif hypoallergénique

Indications:

OPSITE Post-Op est indiqué pour le soin des plaies aiguës peu à moyennement exsudatives telles que :

- Coupures, dermabrasions, lacérations
- Plaies post-opératoires
- Brûlures légères