

Barre d'appui Etac Flex Grab, longueur 60 cm (2 x 30 cm), blanc



- La barre d'appui Etac Flex est le choix parfait pour ceux qui ont besoin d'un peu de soutien supplémentaire dans la salle de bain.
- Grâce à sa fonction modulaire flexible, il est facile d'ajuster la poignée en fonction de vous et de votre environnement de salle de bain.
- Le design scandinave pur se fond dans d'autres produits et vous pouvez choisir entre deux couleurs - blanc et gris.
- Soutien pour les bons et les mauvais jours
- Le matériau de la barre d'appui et sa forme et sa surface bien conçues offrent une prise stable même si vos mains ou les poignées sont mouillées.
- La forme triangulaire et le support du pouce améliorent la sécurité.
- Matériaux: Polypropylène
- Montage avec des vis
- Capacité max. utilisateur: 100 kg

