


## Rehausse-wc CLIPUP, 11 cm, avec coque injectée, gris.



- Exclusif et breveté, le rehausse-WC Clipup® s'adapte et s'ajuste sur tous modèles de faïence avec sa fermeture crantée à l'arrière.
- Sa coque injectée s'adapte et se stabilise sans outils pour rehausser les WC de 11 cm en toute sécurité.
- Ajustement par crantage, fixation sans vis, ni outils.
- Matériaux: polypropylène et élastomère (patins anti-glisse).
- Entretien: nettoyant non-abrasif, séchage au chiffon doux, stérilisable en autoclave (5 min à 90°C et 80% d'humidité).
- Testé et certifié jusqu'à 150 kg.
- Auto-portant ajustable sur la faïence.
- Innovation mondiale, modèle breveté.
- Largeur mini-maxi: 34-37 cm
- Dimensions intérieure: largeur mini-maxi / profondeur: 16-19 x 26 cm
- Hauteur utile: 10 cm
- Hauteur: 14 cm
- Profondeur: 38,5 cm
- Poids: 0,872 kg