

Housse de gériatrie Bodyfix



Dimensions: 90 x 200 cm

Bodyfix est une housse de gériatrie conçue pour offrir une contention confortable et très légère chez les patients passifs, désorientés ou souffrant d'affections neurologiques, en prévenant les empêcher d'accéder à la couche, aux tubes, aux sondes, etc.

Il est utilisé de la même manière que un drap, avec réglage élastique adaptable sous le matelas.

Il permet changement postural et le patient peut s'asseoir confortablement sur son lit. Ouverture avec fermeture à glissière longitudinale avec un accès facile au patient pour l'hygiène.

Deux petites ouvertures latérales avec zip permettent le passage des tubes, sondes, cathéters, câbles, etc. Réalisé en éponge bleue.