

## Housse étanche pour plâtre de l'avant-bras, taille S.



AquaProtect est une grande enveloppe en plastique très souple, découpée en forme d'un bras ou d'une jambe, dans une matière (polyuréthane) résistante et agréable à la peau, sans risque d'allergie ou de déchirure. Une fois enfilée, l'ouverture adhère parfaitement à la peau sans trop serrer, mais en assurant une parfaite étanchéité. C'est une grande sensation de liberté pour se laver ou se

baigner.

AquaProtect est très solide. Il est lavable, il peut-être désinfecté et stérilisé.

Et bien sûr il est réutilisable de très nombreuses fois.

Sa grande résistance permet aussi de nager et de profiter des jeux aquatiques en piscine ou à la mer.

