

## FAUT. REL. AQUITAINE -V. GINKGO TAUPE 120 KG



- Fauteuil releveur 1 moteur avec position releveur et relax.
- Finition: en vinyle Ginkgo résistance au feu M1.
- Mouvement du repose-jambes, du dossier et de l'aide au lever avec arrêt à tous niveaux.
- Système électrique alimenté uniquement sur utilisation de la commande.
- Position télévision.
- Assise en mousse haute résilience Naturalis (densité 35 kg/m<sup>3</sup>) et dossier en fibre creuse (densité 26 kg/m<sup>3</sup>).
- La mousse Naturalis est une mousse où une partie de la matière fossile est remplacée par une huile naturelle, l'huile de ricin, aussi connue comme "castor oil".
- Mécanique multipositions, avec caches de sécurité anti-pince doigts.
- Toutes les fixations sont réalisées avec inserts métalliques et vis métaux inarrachables.
- Faible encombrement.
- Capacité maximale: 120 kg.
- Hauteur totale: 104 cm.
- Profondeur assise: 51 cm.
- Hauteur siège-sol: 45 cm.
- Largeur totale: 69 cm.
- Hauteur dossier: 70 cm.
- Largeur d'assise: 51 cm.
- Profondeur totale: 84 cm.
- 2 ans de garantie.
- Fabrication Française.
- Coloris à déterminer.