

Testeur CoaguChek® INRange



- CoaguChek® INRange est un lecteur d'automesure qui permet aux patients de mesurer leur INR en tout lieu, à tout moment, pour un suivi optimisé de leur traitement par AVK (Antivitamines K).
 - La connectivité associée au système (port USB et Bluetooth®) peut permettre aux patients de transmettre plus facilement leurs résultats d'INR aux professionnels de santé, pour un ajustement thérapeutique en temps réel.
 - Utilisation simple: dépôt d'une goutte de sang sur la bandelette et résultat en moins d'une minute.
 - Confortable: en particulier chez les patients aux INR fluctuants, à capital veineux altéré, ou souvent en déplacement.
- Le kit CoaguChek® INRange comporte les éléments suivants :
 - Lecteur CoaguChek® INRange
 - Autopiqueur CoaguChek® XS SoftClix
 - 20 lancettes CoaguChek® SoftClix
 - Trousse de rangement
 - Câble USB
 - 4 piles type AAA
 - Manuel opérateur
 - Mode d'emploi abrégé
 - Le système nécessite également :
 - Flacon de 24 bandelettes CoaguChek® XS PT test PST, muni d'une puce électronique