

Set BD ASf-t-Intima 22g, 19 mm bleu 0,90 mm en Y Boite de 25



- BD Saf-T-Intima est utilisé pour le traitement par perfusion à long terme.
- Également utilisé pour l'administration sous-cutanée, par exemple, de morphine.
- Ce produit peut également être utilisé pour l'hypodermoclyse.
- Le Saf-T-Intima est équipé d'un système de sécurité pour réduire le risque de blessures par piqûre d'aiguille.
- Double ailette de fixation
- Cathéter en polyuréthane
- Volume mort: 0,2 ml