

## Fauteuil roulant pliant Rotec, largeur d'assise 50 cm.



- Structure en tube d'acier verni.
- Accoudoirs ajustables et amovibles.
- Siège et dossier en nylon noir.
- Avec une paire de repose-jambes amovibles comprise.
- Plateaux des repose-pieds ajustables de 0 à 32°
- Roues pleines indestructibles et détachables
- Hauteur total: 94/101,5 cm
- Hauteur d'assise: min 51 cm - max 56 cm
- Profondeur d'assise: 43 cm
- Dimension roues avant: 20 x 5 cm
- Dimensions roues arrières: 24" x 1 3/8"
- Longueur totale avec repose-pieds: 106 cm
- Longueur totale sans repose-pieds: 81 cm
- Capacité max. 125 kg
- Poids de la chaise: +/- 20 kg.