

## Pansements absorbants, 10 x 10 cm, non stériles Boîte de 25



- Tampon absorbant prêt à l'emploi.
- Structure en non tissé remplie de cellulose.
- Non-adhérents aux plaies.
- Complètement fermé.
- Très grande capacité d'absorption.
- Le non tissé spécial bleu protège contre la pénétration

de la sécrétion de la plaie et protège ainsi le linge de lit et les vêtements.

- Les coussinets absorbants non stériles peuvent être stérilisés.
- Pour le soin externe des plaies sécrétant sévèrement.
- Convient également pour le rembourrage des plaies.

