

Paire de gants de soins stériles sensitive Evocare X-Large Boite de 50



- Stériles
- Ce gant en matière synthétique garde la souplesse du latex et la résistance du vinyle.
- L'absence de poudre évite néanmoins tout risque d'allergie ou d'irritation.
- Gant ambidextre universel et hypoallergénique avec manchette classique.

- Boîte distributrice solide et bonne préhension des gants.
- Dimensions de la boîte: 24 x 13 x 19 cm (LxlxH)
- Qualité médicale.
- AQL 1.5 = Taux de défautuosité inférieur à 1,5%
- Normes: EN420 - EN374 / 1, 2 & 3 - EN455 / 1, 2 & 3.
- Conforme aux directives européennes 93/42/CEE modifiée par 2007/47/CE